

GUÍA DE TALLAS DE EMBUDOS

para un confort, eficacia y producción de leche óptimos
Un método para la elección de talla basado en resultados

Sensación ----- Intensidad ----- Tempo ----- Producción

VISTA LATERAL



VISTA DE LA MADRE



MEJOR TALLA

- Sólo el pezón entra en el túnel
- El contorno del pezón toca las paredes del túnel del embudo
- El pezón se mueve un poco hacia adelante y atrás en el túnel del embudo.
- Se ven chorros de leche durante la extracción
- La extracción dura 15-20 min (los dos pechos a la vez)
- No se siente nada o un suave tirón

MUY GRANDE

- Puede hacer daño
- Puede que se consiga menos leche o haya más goteo que chorros de leche
- La extracción puede llevar más tiempo
- Más posibilidad de inflamación y lesión del pezón
- La areola entra en el túnel del embudo y puede inflamarse
- Las recomendaciones desactualizadas indican esto como la mejor talla, la evidencia clínica más reciente encuentra que es demasiado grande.

EXCESIVAMENTE GRANDE